


EMG BIOFEEDBACK

Diagnosesystem Pro Cept

- EMG Messung vaginal, anal und perineal
- vaginale, anale Tonometrie
- klinisches Trainingsprogramm (Biofeedback)
- Parametrisierung der Heimtherapiesysteme



Therapiesystem Pro Cept home

Biofeedbacktrainer für die ambulante Anwendung oder die Anwendung Zuhause, ausgestattet mit einem Trainings- und Entspannungsprogramm sowie Therapiedatenspeicher und einfachster Bedienung.



Beckenbodentrainer ProFit® for the Lady med

ProFit® for the Lady ist ein diskretes und kleines Gerät, das Frauen auf sanfte Art und Weise unterstützt, die Beckenbodenmuskulatur zu erspüren, zu aktivieren und zu stärken.

Ein Beckenbodentraining mit ProFit® for the Lady kann zu jeder Zeit, an jedem Ort und von der Umgebung unbemerkt durchgeführt werden!

Während des Trainings wird gegen einen sich verändernden Widerstand „gearbeitet“. Aus physiologischer Sicht ein optimales Muskelaufbautraining.



PC Software Pro Doc

Die PC Auswertungssoftware Pro Doc erlaubt das Auslesen von Compliance Daten und Einstellen von Parametern auf Ihrem Computer und erstellt eine elektronische Patientenakte.

- vaginale, rektale Druck- und EMG Online Messung



INKONTINENZ

INNOCEPT ELEKTRODENKONZEPT

EMG BIOFEEDBACK

RMS-3 und RMS-4

Dreipolige verstellbare Rektal-
elektrode in zwei Größen aus
medizinischem Edelstahl und POM.



VT-3

Dreipolige Vaginalelektrode aus
Titan und POM.



KS-3

Dreipolige kleine Elektrode zur vaginalen
und rektalen Anwendung aus medizi-
nischem Edelstahl und POM.



STIMPON® und STIMPON® 3p

Die zweipolige STIMPON® und die
dreipolige STIMPON® 3p Vaginalelek-
trode bestehen aus der STIMPON®
Elektrode und dem weichen, elastischen
und waschbaren STIMPON® Tampon.

Aufgrund des komprimierbaren Tampons ist ein dynamisches,
isotonisches Muskeltraining möglich.



Körperoberflächenelektroden

Selbstklebende, wiederverwendbare Körperoberflächenelektro-
den in verschiedenen Größen.



INNOCEPT

Biobedded Medizintechnik GmbH

Am Wiesenbusch 1 • D - 45966 Gladbeck

Telefon: +49 (0) 20 43 / 945 - 0

Telefax: +49 (0) 20 43 / 945 - 100

Internet: <http://www.innocept.de>

Email: info@innocept.de

Einleger Biofeedback Aug. 2010