

Penis Schlingenelektroden für Elektrostimulation.

### Spezifikation

Penis Schlingenelektroden aus silikonartigem, leitfähigem Kunststoff.

Kabellänge: ca. 30 cm

Anschlüsse: 2 x 2 mm Buchse

REF: 0401

### Lieferumfang

- 2 Penis Schlingenelektroden
- ausführliche Bedienungsanleitung



### INNOCEPT

Biobedded Medizintechnik GmbH

Am Wiesenbusch 1

D-45966 Gladbeck

Telefon: +49 (0) 20 43 / 945-0

Telefax: +49 (0) 20 43 / 945-100

Email: [info@innocept.de](mailto:info@innocept.de)

Internet: [www.innocept.de](http://www.innocept.de)

### INNOCEPT

Medizintechnik GmbH

Wiener Straße 37

A-3340 Waidhofen

Telefon: +43 (0) 74 42 / 5 57 55

Telefax: +43 (0) 74 42 / 5 57 55 9

Email: [info@innocept.at](mailto:info@innocept.at)

Internet: [www.innocept.at](http://www.innocept.at)