

MANOMETRIE

Pro Cept II

DRUCK MESSUNG

EMG MESSUNG

BIOFEEDBACKTRAINING



Am Wiesenbusch 1 • D-45966 Gladbeck

Telefon: +49 (0) 20 43 / 945 0

Telefax: +49 (0) 20 43 / 945 100

Email: info@innocept.de

Internet: www.innocept.de



Therapeutensystem für Klinik und Praxis mit folgenden Features:

- Touchscreen Oberfläche
- Druck Messung
- EMG Messung intrakorporal und transkutan
- Druck Messung mit kombiniertem EMG
- Biofeedbacktraining (Druck / EMG)
- Mess- und Trainingsergebnisse werden sekundengenau abgespeichert
- Messprotokoll über USB-Stick auf allen Rechnern ausdruckfähig
- einfache und intuitive Bedienung über allgemein verständliche Symbole
- Patientenverwaltung im Gerät
- Datensicherung über USB-Stick
- Netzwerkfähig (LAN)
- Updates und Bedienungsanleitung online verfügbar

Technische Daten


Maße (BxTxH)	340 x 180 x 85 mm
Gewicht	ca. 1.200 g
Akku	LiPo
Akku max. Betriebsdauer	120 min
Akku max. Ladezeit	126 min
Akkukapazität	3200 mAh (3,7 V)
Versorgungsspannung	12 V DC
Stromaufnahme	max. 2 A
Leistung	27 W
Messgenauigkeit	± 5%

EMG


max. Eingangsspannung	± 3,2 V
Messbereiche	M1 0...250 μ V bei 0,5 μ V Auflösung M2 0...2500 μ V bei 5 μ V Auflösung

DRUCK


Messbereich	0...300 mm Hg
Darstellungsbereich	Mm Hg, mm H ₂ O, cm H ₂ O



Druckprofil



kombinierte Druck / EMG Messung



EMG Messung