

Vaginalelektrode für Biofeedback

Erste vaginale EMG Elektrode, die sich individuell anpasst. STIMPON ist die dynamische EMG Elektrode für ein isotonisches Muskeltraining. Die STIMPON Elektrode mit dem elastischen STIMPON Tampon ist universell anschließbar an alle gängigen Biofeedbackgeräte. Aufgrund des komprimierbaren Tampons ist ein physiologisches Training gegen eine Rückstellkraft möglich.

STIMPON® ist durch ein europäisches Patent (EP 0 963 217 B1) geschützt.

Spezifikation

STIMPON® Elektrode:

Dreipolige Elektrode aus PP (Polypropylen) und medizinischem Edelstahl.

Kabellänge: ca. 30 cm



Anschlüsse: 3 x 2 mm Buchse

STIMPON®:

waschbarer (Maschinenwäsche) Tampon aus bioverträglichem PVA (Polyvinylalkohol)

Lieferumfang

- STIMPON® Elektrode REF: 100083
- STIMPON® REF: 100120
- ausführliche Bedienungsanleitung



INNOCEPT

Biobedded Medizintechnik GmbH

Am Wiesenbusch 1

D-45966 Gladbeck

Telefon: +49 (0) 20 43 / 945-0

Telefax: +49 (0) 20 43 / 945-100

Email: info@innocept.de

Internet: www.innocept.de

INNOCEPT

Medizintechnik GmbH

Wiener Straße 37

A-3340 Waidhofen

Telefon: +43 (0) 74 42 / 5 57 55

Telefax: +43 (0) 74 42 / 5 57 55 9

Email: info@innocept.at

Internet: www.innocept.at