

**Vaginalelektrode für Elektrostimulation und Bio-feedback.**

### Spezifikation

Dreipolige Vaginalelektrode aus Titan (antiallergen) und POM.

Maße: 9,3 cm Länge x max. 2,4 cm Durchmesser

Kabellänge: ca. 22 cm

Anschlüsse: 3 x 2 mm Buchse



REF: 1000089

### Lieferumfang

- VT-3 Vaginalelektrode
- ausführliche Bedienungsanleitung



CE 0482



### INNOCEPT

Biobedded Medizintechnik GmbH

Am Wiesenbusch 1

D-45966 Gladbeck

Telefon: +49 (0) 20 43 / 945-0

Telefax: +49 (0) 20 43 / 945-100

Email: info@innocept.de

Internet: www.innocept.de

### INNOCEPT

Medizintechnik GmbH

Wiener Straße 37

A-3340 Waidhofen

Telefon: +43 (0) 74 42 / 5 57 55

Telefax: +43 (0) 74 42 / 5 57 55 9

Email: info@innocept.at

Internet: www.innocept.at